

# INSTRUKCJA OBSŁUGI KRZESŁA REHABILITACYJNEGO

## MODEL „KLĘKOSIAD”

### I. Dane techniczne:

Konstrukcja krzesła wykonana jest z drewna bukowego, wyposażona w regulator skokowy „rastomat” umożliwia dopasowanie do każdej sylwetki.

Długość:	53cm
Szerokość:	35cm
Wysokość regulowana skokowo:	40cm-60cm
Dopuszczalne obciążenie:	100kg

### II. Zastosowanie:

Regulowane krzesło ergonomiczne „Kłękosiad” stosowane jest w celu łagodzenia skutków urazów oraz do korygowania budowy anatomicznej.

### III. Budowa:

1. Stelaż drewniany	1 szt.
2. Komplet poduszek tapicerowanych	2 szt.
3. Komplet kółek	4 szt.
4. Regulator skokowy „rastomat”	1 szt.

### IV. Obsługa:

1. Podnieść górną część stelaża za poduszkę siedziska
2. Ustawić wymaganą wysokość spośród pięciu możliwych
3. Sprawdzić poprawność blokady regulacji wysokości
4. W celu zmiany regulacji wysokości na wyższą należy powtórzyć kroki: 1-3. W celu zmiany regulacji wysokości na niższą należy podnieść górną część stelaża za poduszkę siedziska aż do oporu, tak aby regulator odblokował się. Następnie należy opuścić stelaż i postępować jak w krokach: 1-3

### V. Konserwacja:

Konserwacja polega na wycieraniu krzesła na mokro, przy użyciu ogólnodostępnych środków do czyszczenia. Nie należy używać jakichkolwiek rozpuszczalników.

### VI. Uwagi eksploatacyjne:

Krzesło przeznaczone jest dla jednej osoby jednocześnie  
Zabrania się gwałtownego siadania na krzesło (wskakiwania)

